


# RAIZER® Quick Guide

FI versio 1.1



1



Saapuminen  
maassa makaavan  
henkilön luo.

2




Istuin asetetaan  
lattialle henkilön  
viereen.

Koukistetaan polvet.

Työnnetään istuin  
varovasti reisien alle.

3




Henkilön hartioita  
käännetään varovasti  
nostamalla hieman  
kynärpäistä.  
Selkänoja, jossa on  
punainen merkintä  
vasemmalla puolella,  
työnnetään varovasti  
henkilön hartioiden alle.

4



Selkänoja liu'utetaan  
paikalleen ja  
napsautetaan kiinni  
istuimeen.  
Voit asettaa jalat  
istuinosaan eteen, jotta  
se ei liu'u eteenpäin.

Takajalka, jossa on punainen merkintä vasemmalla puolella, työnnetään akseliin ja napsautetaan kiinni.



Etujalka, jossa on punainen merkintä vasemmalla puolella, liu'utetaan paikalleen ja napsautetaan kiinni istuimeen.




Etujalka ja takajalka jossa on vihreä merkintä oikealla puolella liu'utetaan paikalleen ja napsautetaan kiinni istuimeen.



Ohjauspaneeli



9



Tue toisella kädellä henkilön niskaa. Paina "nuoli ylös" sivupaneelista tai kauko-ohjaimesta (Lisävaruste)  
**⚠️ Varo!** käsien tai jalkojen puristumista lattian ja Raizerin väliin

10



Raizer® pysähtyy automaattisesti, kun henkilö on istuma-asennossa.

11



Nostotuoli lasketaan alas vaakatasoon ja puretaan.



Vedellä suihkuttaminen kielletty



#1: 9 kg.  
#2: 4 kg.



Avustettavan  
maksimipaino



40- 100 nostoa latausta kohden