




RAIZER® Guía Rápida

ES Versión 1.3



1



Llegada hasta la persona tumbada

2



El asiento se coloca en el suelo, al lado de la persona tumbada. Los muslos se levantan de modo que queden doblados. Coloque el asiento despacio debajo de los muslos.

3




Gire los hombros de la persona con cuidado empujando el codo. Coloque con cuidado el respaldo con la marca roja que indica que va a la izquierda debajo de los hombros de la persona.

4



Deslice el respaldo hasta fijarlo en el asiento con un clic. Si es necesario, retenga el asiento con un pie para impedir que se mueva.

La pata trasera con la marca roja que indica que va a la izquierda se introduce en el eje y se fija con un clic.



5

La pata delantera con la marca roja que indica que va a la izquierda se desliza en su sitio y se fija al asiento con un clic. Tenga en cuenta que la fijación tiene que girar hacia fuera.



6

Repita este proceso en el lado opuesto.

Marca verde = lado derecho




7

Panel de control



8

9



Sujete con una mano el cuello de la persona. Pulse "flecha hacia arriba" en el panel lateral o el mando a distancia. La silla elevadora Raizer se puede utilizar desde ambos lados.

 Riego de enganche

10



Raizer se detiene automáticamente cuando la persona queda en posición sentada.

11



Vuelva a poner el Raizer en posición horizontal y desmonte las partes que había ensamblado.



No mojar



#1: 9 kg.
#2: 4 kg.



Capacidad
de elevación



40 - 100
elevaciones
con carga media