




# RAIZER® Quick Guide

FI versio 1.3



1



Saapuminen maassa  
makaavan henkilön  
luo.

2



Istuin asetetaan lattialle  
henkilön viereen.

Koukistetaan polvet.

Työnnetään istuin  
varovasti reisien alle.

3




Henkilön hartioita  
käännetään varovasti  
nostamalla hieman  
kynärpäistä.  
Selkänoja, jossa on  
punainen merkintä  
vasemmalla puolella,  
työnnetään varovasti  
henkilön hartioiden alle.

4



Selkänoja liu'utetaan  
paikalleen ja  
napsautetaan kiinni  
istuimeen.  
Voit asettaa jalat  
istuinosaan eteen, jotta  
se ei liu'u eteenpäin.

Takajalka, jossa on punainen merkintä vasemmalla puolella, työnnetään akseliin ja napsautetaan kiinni.



5

Etujalka, jossa on punainen merkintä vasemmalla puolella, liu'utetaan paikalleen ja napsautetaan kiinni istuimeen.



6

Etujalka ja takajalka jossa on vihreä merkintä oikealla puolella liu'utetaan paikalleen ja napsautetaan kiinni istuimeen.




7

Ohjauspaneeli



8

9



Tue toisella kädellä henkilön niska. Paina ”nuoli ylös” sivupaneelista tai kauko-ohjaimesta (Lisävaruste)  
**!** Varo! käsien tai jalkojen puristumista lattian ja Raizerin väliin

10



Raizer® pysähtyy automaattisesti, kun henkilö on istuma-asennossa.

11



Nostotuoli lasketaan alas vaakatasoon ja puretaan.



Vedellä suihkuttaminen kielletty



#1: 9 kg.  
#2: 4 kg.



Avustettavan maksimipaino



40- 100 nostoa latausta kohden