



# RAIZER® Hitri vodič

SI različica 1.3

1



Približajte se padli osebi.

2




Sedež položite na tla ob strani osebe.

Stegna dvignite v položaj pod kotom.

Sedež previdno potisnite pod stegna.

3



Obrnite ramo osebe s pazljivim potiskom komolca.

Naslonjalo (označeno rdeče za levo stran) previdno potisnite pod ramo osebe.

4



Naslonjalo potisnite pod osebo tako, da se s klikom zaskoči v sedež.

Pred sedež po potrebi postavite nogo, da preprečite njegov premik naprej.

Zadnjo nogo  
(označeno rdeče za  
levo stran)  
potisnite na gred,  
da se s klikom  
zaskoči na svoje  
mesto.



Prednjo nogo  
(označeno rdeče za  
levo stran)  
potisnite v sedež,  
da se s klikom  
zaskoči na svoje  
mesto.



Ponovite.  
Zelena oznaka = desna  
stran




7

**Ponovite za nasprotno  
stran (zelena oznaka)**

Nadzorna plošča



9



Z eno roko podprite vrat osebe. Pritisnite na puščico za premik navzgor na stranski plošči ali daljinskem upravljalniku (dodatna oprema).

⚠ Upoštevajte: Obstaja tveganje zmečkanja/stisnjenja.

10



Ko je oseba v sedežem položaju, se dvigni stol Raizer® zaustavi samodejno.

11



Dvigni stol Raizer® spustite v vodoravni položaj in ga razstavite.



Škropljenje je prepovedano



#1: 9 kg.  
#2: 4 kg.



Maks. Teža uporabnika



Od 40 do 100 prenosov do izpraznitve