

A photograph of a dark grey metal frame with a wooden deck, likely a lift or a platform. The frame is shown from a side-on perspective, with a wooden deck partially visible on the left side. The background is a plain, light-colored wall.

# Guida d'uso EasyLift

EASYLIFT V2 – IT VERSION 2.2

## Indice

<b>Indice</b> .....	<b>2</b>
<b>1. Introduzione</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Dichiarazione di conformità CE</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Certificato di omologazione</b> .....	<b>5</b>
<b>4. Condizioni d'uso</b> .....	<b>6</b>
<b>5. Specifiche tecniche</b> .....	<b>7</b>
<b>6. Norme di sicurezza</b> .....	<b>8</b>
6.1 Sicurezza individuale.....	9
6.2 Movimentazione.....	10
<b>7. Principi di funzionamento</b> .....	<b>11</b>
<b>8. Montaggio</b> .....	<b>11</b>
<b>9. Avviare la piattaforma</b> .....	<b>11</b>
<b>10. Azionare la piattaforma</b> .....	<b>12</b>
<b>11. Funzionamento</b> .....	<b>13</b>
<b>12. Manutenzione</b> .....	<b>14</b>
<b>13. Istruzioni per l'abbinamento trasmettitore e ricevitore</b> .....	<b>15</b>
<b>14. Installazione e consegna</b> .....	<b>16</b>
<b>15. Lista dei controlli per la manutenzione</b> .....	<b>17</b>
<b>16. Registro assistenza</b> .....	<b>19</b>
<b>17. Ricambi</b> .....	<b>20</b>
<b>18. Smontaggio</b> .....	<b>21</b>
<b>19. Smaltimento</b> .....	<b>21</b>
<b>20. Garanzia</b> .....	<b>21</b>

# I. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questa piattaforma elevatrice.

Leggere completamente il manuale prima di usare la piattaforma elevatrice.

Il montaggio e l'installazione DEVONO essere effettuati da un tecnico di assistenza autorizzato da Liftup, per assicurare un assemblaggio corretto. Un'errata installazione può portare a pericoli o rischi involontari.

EasyLift è una piattaforma elevatrice per sedie a rotelle che offre agli utilizzatori un facile ed elegante accesso tra due livelli. La piattaforma è semplice da azionare per mezzo di pannelli di comando montati sul muro o di un elegante telecomando.

## 2. Dichiarazione di conformità CE

### Dichiarazione di conformità CE

Direttiva macchine 2006/42/CE

**Fabbricante:** Liftup A/S  
**Indirizzo:** Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danimarca  
**Telefono:** +45 9686 3020

Con la presente dichiara che:


**Apparecchiatura:** **EasyLift**  
 Piattaforma elevatrice per utilizzatori di sedie a rotelle e persone a mobilità ridotta  
**Anno:** 2007

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della **Direttiva macchine:**

Per la valutazione è stata usata la seguente:

ISO 9386- 1: 2000 Piattaforme elevatrici elettriche.

è conforme alla direttiva **EMC-2004/108/CE** del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Direttore	Flemming Eriksen
_____	_____
Qualifica	Nome
Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danimarca	
_____	
Luogo	
01-12-2009	
_____	_____
Data	Firma

### 3. Certificato di omologazione



## 4. Condizioni d'uso

La piattaforma è prevista esclusivamente per l'uso da parte di utilizzatori di sedie a rotelle e persone a mobilità ridotta.

Il carico massimo è di 300 kg uniformemente distribuiti sulla piattaforma / un massimo di 2 persone.


Leggere completamente questo manuale d'uso prima di usare la piattaforma.

La piattaforma **NON** deve essere usata per trasportare merci; non bisogna caricare sulla piattaforma pallet con merci o altri tipi di carichi pesanti.

Il proprietario della piattaforma è obbligato a provvedere alla sua manutenzione in conformità con la Guida di manutenzione della sezione 12.

## 5. Specifiche tecniche

### Modello alto



#### Technical specifications:

Power supply: 230V/50 Hz 10A.

Max. load: 300 kg or 2 persons

Dimensions: 900x1400 mm.

Weight: 100 kg approx.

Noise: < 70 db.



## 6. Norme di sicurezza

### Importanti misure di sicurezza

#### Installazione e manutenzione

Non cercare di installare o fare la manutenzione della piattaforma EasyLift. Queste operazioni DEVONO essere effettuate da un tecnico di assistenza autorizzato:

NON rimuovere le coperture di protezione o le coperture di sicurezza perché in questo modo potreste aprire la EasyLift causando involontarie lesioni personali.

#### Movimento involontario di EasyLift

Se, durante l'uso della EasyLift, si verificano azioni o movimenti non descritti in questo manuale, fermare l'apparecchio e chiedere assistenza tecnica.

Se la EasyLift non si sposta con un movimento orizzontale come una piattaforma, calibratela abbassandola al livello del pavimento; se il problema persiste, chiedere assistenza tecnica.

#### Movimento della EasyLift

Tenere l'area sotto la EasyLift sgombra da oggetti o materiali che possano impedire il suo movimento verso il basso. Altrimenti la EasyLift non si potrà muovere verso il basso fino al livello inferiore e così non potrà compiere la sua funzione di piattaforma elevatrice.

Se un oggetto/materiale impedisce alla EasyLift di muoversi verso il basso, la piattaforma interromperà il suo movimento ed emetterà un allarme acustico. L'oggetto o il materiale deve essere rimosso prima che la piattaforma possa essere usata nuovamente.

#### Evitare infortuni.

Per evitare infortuni, gli utilizzatori NON devono usare la EasyLift quando qualcuno o qualcosa rischia di rimanere schiacciato, cadere, scivolare, tagliarsi o subire altre lesioni.

L'utilizzatore/operatore cercherà quanto più possibile di assicurare che la EasyLift possa muoversi senza rischi di causare lesioni.

Prestare molta attenzione quando bambini piccoli e persone disabili si trovano sopra o attorno alla piattaforma, poiché è probabile che non siano in grado di prevedere le possibili conseguenze dei movimenti della piattaforma.

#### Sovraccarico della piattaforma

Per evitare danni all'apparecchiatura dovuti a sovraccarico (max. 300 kg distribuiti uniformemente), la EasyLift è munita di una protezione contro il sovraccarico che ferma la piattaforma ed emette un allarme sonoro se si verifica un sovraccarico. In caso di sovraccarico, spostare la piattaforma verso il basso per uscire.

\* Ha seguito una formazione sul prodotto e l'assistenza da parte di Liftup.

#### Attenzione

Sebbene la piattaforma sia dotata di vari dispositivi di sicurezza, non azionarla mai se persone o animali sono così vicini da correre il rischio di essere schiacciati. **Non lasciare mai che i bambini giochino sulla o con la piattaforma.**



## 6.1 Sicurezza individuale

La EasyLift è dotata di vari meccanismi di sicurezza per garantire che l'utilizzatore o altre persone non si feriscano usando la piattaforma.

### Protezione antischiacciamento:

Una piastra di pressione (protezione antischiacciamento) è installata sotto tutta la piattaforma ed è attivata se un oggetto è schiacciato sotto di essa. Quando è attivata la protezione antischiacciamento la piattaforma si ferma e si muove di 3-5 cm nella direzione opposta, mentre contemporaneamente risuona un allarme acustico.

Se la protezione antischiacciamento è attivata, rilasciare il pulsante, rimuovere ogni oggetto sotto la piattaforma e quindi spostarla di nuovo al livello del pavimento. (Se necessario, muovere la piattaforma verso l'alto per una piccola distanza in modo da rimuovere più facilmente gli oggetti sotto di essa).

NB! In caso di installazioni all'aperto ricordarsi che foglie, rami e neve possono far scattare la protezione antischiacciamento: dovrete quindi controllare regolarmente se ci sono oggetti sotto la piattaforma. Per installazioni all'aperto raccomandiamo quindi di riportare l'elevatore al livello del suolo dopo l'uso, per evitare che oggetti indesiderati possano infilarsi sotto la piattaforma.



### Protezione anticaduta:


Quando si muove la piattaforma verso l'alto, la rampa innanzitutto si solleverà e si bloccherà prima che la piattaforma inizi a muoversi. La rampa adesso si comporta come una protezione anticaduta.

Quando la piattaforma è riportata al livello del pavimento, la rampa si abbasserà automaticamente e funzionerà come una rampa di accesso/uscita.

Se la piattaforma è dotata di porte queste si chiuderanno e bloccheranno prima che la piattaforma inizi a muoversi. Queste porte saranno sempre chiuse e bloccate quando la piattaforma si sposta dal livello del suolo.



*Rampa abbassata come rampa di accesso/uscita*



*Rampa sollevata come protezione-anticaduta*

## 6.2 Movimentazione

La piattaforma normalmente è fornita dal rivenditore che si occuperà anche della sua installazione.

Non cercate di muovere la piattaforma a mano perché c'è il rischio di una lesione personale permanente. Spostare e movimentare la piattaforma usando l'apposita attrezzatura di sollevamento.

Non esporre la piattaforma a forti urti o sobbalzi perché si potrebbe danneggiare la sua funzionalità.

Conservare il telecomando\* fornito insieme alla piattaforma in un luogo asciutto e non esporlo a forti colpi (per esempio lanciandolo). Pulirlo solo con uno straccio ben strizzato.

\* Attrezzatura supplementare

## 7. Principi di funzionamento

La piattaforma EasyLift è un cosiddetto elevatore “a uomo presente” cioè i pulsanti devono essere tenuti premuti per l'intero movimento.

Il funzionamento della piattaforma è semplice; l'utilizzatore la attiva usando uno dei pulsanti sul muro o per mezzo del telecomando\* fornito.

Quando l'utilizzatore è sulla piattaforma questa è azionata dal pannello laterale, dal quale l'utilizzatore può scegliere di essere trasportato rispettivamente al livello superiore o inferiore.

## 8. Montaggio

L'installazione della piattaforma va effettuata da un tecnico di assistenza autorizzato.

Non cercare di muovere, smontare o riparare la EasyLift. Queste operazioni DEVONO essere effettuate da un tecnico di assistenza autorizzato.

Un montaggio errato può aumentare il rischio di lesioni dell'utilizzatore. Liftup declina ogni responsabilità se il montaggio e l'installazione non sono effettuati da un tecnico di assistenza autorizzato.

Per maggiori informazioni o la documentazione del montaggio, contattare Liftup al numero +45 9686 3020, o sul sito [www.liftup.dk](http://www.liftup.dk).

## 9. Avviare la piattaforma

L'unità di comando della piattaforma deve essere sempre collegata a una presa di corrente 230 V ed essere alimentata.

In normali circostanze la piattaforma è sempre in modalità stand-by, cioè pronta per l'uso non appena è premuto uno dei pulsanti di funzionamento.

Se è stato premuto l'arresto di emergenza, deve essere disattivato prima che la piattaforma possa essere usata (consultare la sezione 10 “Azionare la piattaforma”).

\* Attrezzatura supplementare

## 10. Azionare la piattaforma

### Uso quotidiano

La EasyLift è azionata attraverso due pannelli di comando posti sopra e sotto di essa, o usando il telecomando\*. Il telecomando sostituisce i due pannelli con i pulsanti.

Per fare scendere l'elevatore, tenere premuto il bottone (Fig. 1) situato al livello inferiore o sul telecomando (Fig. 2) con la freccia in giù finché la piattaforma non si è mossa completamente verso il basso e si è fermata, e la rampa si è abbassata (e le porte si sono aperte, se presenti\*). Una volta che la rampa si è abbassata, l'utilizzatore può entrare nella piattaforma.



Fig. 2

Per fare salire l'ascensore, tenere premuto il tasto (Fig. 1) situato al livello superiore o sul telecomando (Fig. 2) con la freccia in su finché la piattaforma non si è mossa completamente verso l'alto e si è fermata e le porte\* si sono aperte (se presenti).

Una volta che le porte si sono aperte completamente, l'utilizzatore può entrare nella piattaforma.

Sulla piattaforma ci sono tre bottoni –uno con una freccia in su, uno con una freccia in giù e uno per l'arresto di emergenza.



Quando siete sulla piattaforma e volete salire al livello superiore, premete il bottone con la freccia in su. La rampa o le porte\* si chiuderanno e la piattaforma inizierà a muoversi verso l'alto. Tenete premuto il bottone finché non avete raggiunto il livello superiore, la piattaforma si è fermata e le porte\* si sono aperte completamente. Adesso potete uscire dalla piattaforma.

Quando siete sulla piattaforma e volete accedere al livello inferiore, premete e tenete premuto il tasto con la freccia in giù. Le porte\* si chiuderanno e la piattaforma inizierà a muoversi verso il basso. Tenete premuto il bottone finché non avete raggiunto il livello del suolo, la piattaforma si è fermata e la rampa/le porte\* si sono aperte completamente. Adesso potete uscire dalla piattaforma.

### Arresto di emergenza

Se la piattaforma fa un movimento involontario o indesiderato, o se deve essere fermata per evitare potenziali rischi, premete il bottone dell'ARRESTO DI EMERGENZA.

Per resettare l'arresto di emergenza, girate il bottone in senso orario e il sistema sarà di nuovo pronto per l'uso.

\* Attrezzatura supplementare

## II. Funzionamento

Per un funzionamento normale, la EasyLift deve essere sempre collegata a una presa di corrente a 230 V.

È molto importante non scollegare o spegnere la corrente perché una lunga interruzione dell'alimentazione (1-2 settimane) può esaurire la batteria, facendo così smettere di funzionare la EasyLift.

In caso di guasto dell'alimentazione risuonerà un allarme sonoro. Per maggiori informazioni, consultare la sezione qui sotto "Batteria ausiliaria".

### Batteria ausiliaria

Nel caso di un guasto dell'alimentazione 230 V o se l'unità di comando per qualche altra ragione non è alimentata da corrente, il sistema passerà automaticamente alla modalità ausiliaria. Questo significa che il sistema continuerà a funzionare normalmente poiché è alimentato dalla batteria ausiliaria.

Il guasto dell'alimentazione di rete sarà segnalato da un allarme acustico; non appena l'alimentazione di rete è riconnessa questo allarme si interromperà. Il sistema adesso funziona normalmente.

Se non è possibile ristabilire immediatamente l'alimentazione elettrica e volete annullare l'allarme, premete il bottone dell'arresto di emergenza. (Ricordate che in un caso simile il sistema dovrà essere calibrato – vedere sotto).

### Importante!



Se sia l'alimentazione 230 V che l'arresto di emergenza sono stati scollegati contemporaneamente, il sistema passerà automaticamente a una modalità di sicurezza e deve quindi essere calibrato. (Vedere sotto).

### Calibratura dopo un arresto di emergenza/guasto dell'alimentazione

Se è stato attivato l'arresto di emergenza e l'alimentazione elettrica è stata interrotta, o se il sistema registra altri tipi di irregolarità, sarà necessaria una calibratura. La piattaforma passerà quindi in una speciale modalità di sicurezza che le permette solo di muoversi verso il basso a una velocità molto ridotta.

### Modalità sicura

In particolari condizioni in cui la EasyLift è fuori sincronizzazione, la EasyLift passerà in una modalità sicura in cui la piattaforma si fermerà dopo un movimento di circa 10 cm. Premere quindi l'arresto di emergenza e rilasciarlo, dopo di che il bottone di discesa è di nuovo attivato. Continuare questa procedura finché la piattaforma non è completamente giù e la rampa abbassata. Una volta che la rampa è in basso e tutte le 4 gambe sono sul pavimento il sistema è calibrato e adesso funzionerà normalmente.

### IMPORTANTE!



Se notate che la piattaforma non si muove come previsto, o si ferma dopo solo pochi centimetri, ci possono essere problemi tecnici che hanno bisogno di essere risolti da tecnici qualificati. In tale caso, contattate il vostro rivenditore.

## 12. Manutenzione

Effettuare solo una pulizia generale usando uno straccio ben strizzato. **NON** usare pulitori ad alta pressione né lavare direttamente la piattaforma.

Qualsiasi superficie di legno oliata deve essere trattata regolarmente (circa ogni 3 mesi) con olio per legno per assicurare una lunga durata.

Verificare regolarmente la presenza sotto la piattaforma di foglie, rami o altri oggetti indesiderati e rimuoverli per assicurare il suo completo e libero movimento.

La manutenzione meccanica della piattaforma deve normalmente essere eseguita esclusivamente in collegamento con l'ispezione semestrale di manutenzione ed essere effettuata da un tecnico di assistenza autorizzato.

Se si verificano guasti imprevisti o suoni anomali, contattate immediatamente il vostro rivenditore per risolverli.



Fig. 1  
Telecomando

### Telecomando (accessorio)

Nel telecomando sono installate due batterie. Per assicurare un funzionamento affidabile, sostituirle ogni sei mesi. Per sostituire le batterie eseguire i seguenti passaggi:

1. Allentare la vite sul pannello posteriore
2. Rimuovere il pannello posteriore.
3. Allentare la vite che trattiene le batterie.
4. Rimuovere le batterie vecchie e inserire quelle nuove.
5. Riposizionare il pannello posteriore e testare il dispositivo.



Se la corrente è stata scollegata dal telecomando o dal ricevitore per un lungo periodo di tempo, potrebbe essere necessario calibrare il sistema (abbinare le due unità). Procedere nel modo seguente:


## 13. Istruzioni per l'abbinamento trasmettitore e ricevitore

Utilizzati solo quando nell'area operativa del telecomando sono installati più di un elevatore comandato a distanza

1. Controllare che i cavi del ricevitore siano correttamente fissati all'unità di comando nera.

- a. Livello inferiore

- b. Livello superiore



2. Accertarsi che il sistema sia alimentato e attivato.
3. Premere contemporaneamente i pulsanti SU (↑) e GIU' (↓) sul telecomando e tenerli premuti per circa 5 secondi. Attendere finché il diodo di controllo sul telecomando non inizia a lampeggiare lentamente. Il telecomando è ora in modalità installazione per 2 minuti.
4. Entro i 2 minuti, scollegare e ricollegare l'alimentazione all'elevatore che deve essere collegato al telecomando. A tal fine, premere il pulsante di emergenza rosso sull'elevatore e rilasciarlo nuovamente ruotando il pulsante.
5. Quando il diodo di controllo sul telecomando smette di lampeggiare, è collegato all'elevatore.
6. Effettuare una prova del sistema per verificare la correttezza dell'abbinamento; in caso contrario ripetere la procedura indicata ai punti 1-5 di cui sopra.

### Come ripristinare il trasmettitore e il ricevitore:

Per ripristinare un telecomando in modo che non sia più abbinato a un particolare elevatore, procedere come segue:


1. Premere contemporaneamente i pulsanti SU (↑) e GIU' (↓) sul telecomando e tenerli premuti per circa 5 secondi. Attendere finché il diodo di controllo sul telecomando non inizia a lampeggiare lentamente. Il telecomando è ora in modalità installazione per 2 minuti.
2. Eseguire le seguenti operazioni entro i 2 minuti:

Premere: SU (↑), SU (↑), GIU' (↓), GIU' (↓), SU (↑), GIU' (↓), SU (↑), GIU' (↓)

3. Quando il diodo di controllo sul telecomando inizia lampeggiare rapidamente, il telecomando non è più collegato a un elevatore specifico.

## 14. Installazione e consegna

Il seguente modulo deve essere compilato all'installazione.



Client:	Product:
Address:	Product Type No.:
Postcode:	Serial No.:
Telephone No.:	Installation date:
Client acceptance of installation:	Installed by:

**Checklist**

No.	Description	Checked	Any comments
1	Testing together with the client	<input type="checkbox"/>	
2	Emergency stop	<input type="checkbox"/>	
3	Safety mode	<input type="checkbox"/>	
4	Review of the manual	<input type="checkbox"/>	
5	Show anti-crushing safety feature, including alarm	<input type="checkbox"/>	
6	Overload.	<input type="checkbox"/>	
7	Ramp/gate function (switch)	<input type="checkbox"/>	
8	230V to the controls (must not be disconnected)	<input type="checkbox"/>	
9	Any change of the battery in the remote control.	<input type="checkbox"/>	
10	Any pairing of the remote control	<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	

PAGE ■

LIFTUP APS • HAGENVEJ 21 • ☎ +45 9686 3020 • UK-9530 STØVRING • DENMARK • MAIL@LIFTUP.DK



## 15. Lista dei controlli per la manutenzione

Oltre alle operazioni di manutenzione generale descritte nella sezione 12, in qualità di produttori si consiglia di far effettuare controlli periodici ogni sei mesi da parte di un tecnico addetto all'assistenza autorizzato. Il concessionario presso il quale è stato acquistato il prodotto offrirà questo servizio, ma se si desidera avvalersi di altro fornitore, è responsabilità del proprietario dell'elevatore accertarsi che il tecnico addetto all'assistenza scelto possieda la competenza adeguata per il prodotto in questione.

Per motivi di sicurezza è molto importante l'esecuzione di questi controlli, poiché la mancanza o l'esecuzione impropria dei controlli può risultare in lesioni personali.

**IMPORTANTE.** Prima di controllare l'elevatore (o la parte sottostante), l'elevatore DEVE essere scollegato dai comandi al fine di garantire l'impossibilità di un azionamento accidentale. Il tecnico addetto all'assistenza è responsabile dell'esecuzione di questa operazione di smontaggio prima di procedere con l'intervento.

**N.B.**

Non è sufficiente scollegare l'alimentazione 230V in quanto il sistema è dotato di batteria di riserva.

In occasione di ciascun controllo deve essere compilato un modulo di controllo come quello indicato di seguito. Il modulo deve essere archiviato presso l'azienda che ha sottoscritto l'accordo di assistenza.

# Service Report - EasyLift



Service visit paid for by:




User/installation address

Client/Contractor

Owner/Municipality

Name/company			
Address			
Postcode			
Telephone			
Contact person			
Telephone			
EAN/GLN			



Product		Service level	
Product type no		Endnu ingen aftale	Håvårig
Serial no			
Installation date		Agreed date and time for service visit	
Last service date		Agreed about the visit	

Other comments:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Service engineer

Checklist

Tighten screws in rail guides	Check audible alarm
Tighten ramp suspension	Audible check of ramp motor
Operating units	Check friction on ramp
Emergency stop contact	Joystick
Load sign	Operating instructions
Audible check of actuators	Check barrier
Load-check of actuators	Door functionality
Test 2x12V batteries (min. 5 AH)	Report in customer's service log book

Spare parts installed

Part no.	Qty.	Description	Price per pce.	Price
100455		Actuator cable		
101111		12V batteries		
		Service/inspection		
		Service engineer hours		
		Distance travelled (km)		


Doc. Version: 20130104



## 16. Registro assistenza

Questo modulo, come quello indicato di seguito, deve essere compilato in occasione di ciascun controllo.

Il registro deve essere conservato unitamente all'elevatore.



**Service log book**

This form shall be filled in after every inspection.

+

Client:		Product:	
Address:		Product Type No.:	
Postcode:		Serial No.:	
Telephone No.:		Installation date:	
Contact Person:	Telephone No.:	Installed by:	
Installation facts:	Lift:	2 Stop:	IN: Out: Stairs Timeout:

No.	Date:	Comments:	Signature:
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Liftup ApS | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk

## 17. Ricambi

Utilizzare sempre i ricambi originali. La sostituzione dei componenti può essere eseguita esclusivamente da un tecnico addetto all'assistenza qualificato.

Se si utilizzano componenti diversi da quelli specificati, la garanzia è nulla e Liftup contestualmente non si assume responsabilità per la sicurezza del prodotto.

Part no.	Description
I01175	Spare parts bundle - dealer
I00255	Mounting kit for steps
I00298	Ramp_lock suspension - Compact
I00328	Plate for Lifting Column
I00336	DC motor for Ramp - Compact
I00338	Micro Switch - Safety system - V4L IP67
I00339	Emergency Stop Button
I00360	IR Safety termination board
I00361	Mainboard - CP & EL
I00363	Programming cable incl. software – Compact/EasyLift
I00409	Micromatch Cable for IR-print
I00410	SUB15 M/F extension cable
I00413	Spring for ramp lock.
I00418	Joystick w/ Rubber – 30 mm
I00419	Actuator - M/F extension cable
I00425	SUB15-7/7 Spiral Cable
I00426	DC Motor for Safety Barrier
I00429	Pushbutton - Lift
I00430	Pushbutton - Stairs
I00433	Micromatch 6-pin connector
I00455	Cable for DL4
I00487	DL4 for Compact, collected + extended
I00582	Actuator internal fittings (DB4)
I01131	Actuator sleeve valves, set
I01157	Cable with 4-pole DIN plug, 10m

## 18. Smontaggio

Per assicurare un corretto smontaggio prima di qualsiasi riutilizzo in un'altra installazione, raccomandiamo di avvalersi di un tecnico di assistenza autorizzato. Contattate il vostro rivenditore per avere assistenza per lo smontaggio.

Sottolineiamo che c'è il rischio di rovesciamento quando la EasyLift è staccata dall'edificio.

## 19. Smaltimento

È responsabilità del proprietario smaltire questo prodotto in conformità con le normative applicabili al momento.

Ricordiamo, in particolare, che le batterie nell'unità di comando devono essere smaltite separatamente.

Se necessario, chiedete al vostro rivenditore assistenza per lo smaltimento.

## 20. Garanzia

La garanzia è valida in conformità con le normative che regolano le garanzie nel momento in questione. Consultare i termini di vendita e consegna per ulteriori informazioni.

La garanzia è valida esclusivamente se sono effettuate le ispezioni di manutenzione prescritte. Se il cliente decide di non eseguire queste ispezioni, Liftup non sarà più responsabile della sicurezza del prodotto. È quindi responsabilità del cliente assicurare che la piattaforma in qualsiasi momento sia conforme alle normative di sicurezza applicabili.

**Vi auguriamo un buon utilizzo della vostra nuova  
EasyLift!**

**Cordiali saluti, Liftup**