


# Guida d'uso FlexStep


USER MANUAL – FLEXSTEP – IT VERSION 2,3





## Indice

1. Introduzione .....	3
2. Dichiarazione di conformità CE.....	4
3. Certificato di omologazione .....	5
4. Condizioni d’uso.....	6
5. Specifiche tecniche .....	7
6. Norme di sicurezza.....	8
6.1 Sicurezza personale.....	9
6.2 Movimentazione .....	11
7. Principi di funzionamento .....	12
8. Montaggio.....	12
9. Avviare la piattaforma .....	12
10. Azionare la piattaforma.....	13
11. Funzionamento.....	15
12. Manutenzione .....	17
13. Istruzioni per l’abbinamento trasmettitore e ricevitore .....	18
14. Installazione e consegna.....	20
15. Lista dei controlli per la manutenzione.....	21
16. Registro assistenza .....	22
17. Ricambi.....	23
18. Smontaggio.....	24
19. Smaltimento .....	24
20. Garanzia.....	24





## I. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questa piattaforma elevatrice.

Leggere completamente il manuale prima di usare la piattaforma elevatrice.

Il montaggio e l'installazione DEVONO essere effettuati da tecnico di assistenza autorizzato da Liftup, per assicurare un assemblaggio corretto. Un'errata installazione può portare a pericoli o rischi involontari.

La piattaforma elevatrice FlexStep abbina elegantemente una scala normale e un elevatore di sedia a rotelle, offrendo agli utilizzatori di sedie a rotelle e alle persone a mobilità ridotta un accesso facile e di stile tra due livelli.

La piattaforma è semplice da azionare usando i pannelli di comando montati sul muro o attraverso un pratico telecomando.



## 2. Dichiarazione di conformità CE

### Direttiva macchine 2006/42/CE

**Fabbricante:** Liftup A/S  
**Indirizzo:** Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danimarca  
**Telefono:** +45 9686 3020

Con la presente dichiara che:

**Apparecchiatura:** **FlexStep**  
 Montascale combinato per utilizzatori di sedie a rotelle e persone a mobilità ridotta  
**Anno:** 2006

**è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva macchine:**

Per la valutazione è stata usata la seguente:

ISO 9386- 1: 2000 Piattaforme elevatrici elettriche.

**è conforme alla direttiva EMC-2004/108/CE del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sulla compatibilità elettromagnetica.**

Direttore

Flemming Eriksen

Qualifica

Nome

Liftup A/S, Hagensvej 21, DK-9530 Støvring, Danimarca

Luogo

01-12-2009


Data

Firma



### 3. Certificato di omologazione

COPY OF THE CE-MARK  
WILL BE MOUNTED HERE





## 4. Condizioni d'uso

La piattaforma è prevista esclusivamente per l'uso da parte di utilizzatori di sedie a rotelle e persone a mobilità ridotta.


Il carico massimo è di 250 kg uniformemente distribuiti sulla piattaforma e un massimo di 2 persone.

Leggere completamente questo manuale d'uso prima di iniziare a usare la piattaforma.

La piattaforma **NON** deve essere usata per trasportare merci; non bisogna caricare sulla piattaforma pallet con merci o altri tipi di carichi pesanti.

Il proprietario della piattaforma è obbligato a provvedere alla sua manutenzione in conformità con la Guida di manutenzione della sezione 12.

## 5. Specifiche tecniche



### Specifiche tecniche:

Alimentazione elettrica: 230V/50 Hz 10A.  
 Carico max.: 250 kg o 2 persone  
 Dimensioni: L: 8/900 x l 1250-1865 mm.  
 Peso: circa 120 kg  
 Rumore: < 70 db.





## 6. Norme di sicurezza

### Importanti misure di sicurezza

#### Installazione e manutenzione

Non cercare di installare o fare la manutenzione della piattaforma FlexStep. Queste operazioni DEVONO essere effettuate da un tecnico di assistenza autorizzato. NON rimuovere le coperture di protezione o le coperture di sicurezza perché in questo modo potreste aprire la piattaforma causando involontarie lesioni personali.

#### Movimento involontario di FlexStep

Se, durante l'uso della FlexStep si verificano azioni o movimenti non descritti in questo manuale, fermare l'apparecchio e chiedere assistenza tecnica.

Se la FlexStep non si muove con un movimento a livello come una piattaforma, tararla portandola in basso al livello del pavimento. Se il problema persiste, richiedere assistenza tecnica.

#### Movimento della FlexStep

Tenere l'area sotto la FlexStep sgombra da oggetti o materiali che possano impedire il suo movimento verso il basso. Altrimenti la FlexStep non si potrà muovere in basso al livello inferiore e così non potrà compiere la sua funzione di piattaforma elevatrice.

Se un oggetto/materiale impedisce alla FlexStep di muoversi verso il basso, la piattaforma sospenderà il suo movimento ed emetterà un allarme acustico. L'oggetto o il materiale deve essere rimosso prima che la piattaforma possa essere usata nuovamente.

#### Evitare infortuni.

Per evitare infortuni, gli utilizzatori NON devono usare la FlexStep quando qualcuno o qualcosa rischia di rimanere schiacciato, cadere, scivolare, tagliarsi o subire altre lesioni. L'utilizzatore/operatore cercherà quanto più possibile di assicurare che la FlexStep possa muoversi senza rischi di causare lesioni.

Prestare molta attenzione quando bambini piccoli e persone disabili si trovano sopra o attorno alla piattaforma, poiché è probabile che non siano in grado di prevedere le possibili conseguenze dei movimenti della piattaforma.

#### Sovraccarico della piattaforma

Per evitare danni all'apparecchiatura dovuti a sovraccarico (max. 250 kg distribuiti uniformemente), la FlexStep è munita di una protezione contro il sovraccarico che ferma la piattaforma ed emette un allarme sonoro se si verifica un sovraccarico. In caso di sovraccarico, spostare la piattaforma in basso per uscire.

**\* Ha seguito una formazione sul prodotto e l'assistenza da parte di Liftup.**

#### Attenzione

Sebbene la piattaforma sia dotata di vari dispositivi di sicurezza, non azionarla mai se persone o animali sono così vicini da correre il rischio di essere schiacciati. **Non lasciare mai che i bambini giochino sulla o con la piattaforma.**






## 6.1 Sicurezza personale

La FlexStep è fornita con vari meccanismi di sicurezza per assicurare che l'utilizzatore o altre persone non si feriscano usando la piattaforma.

### Protezione antischiacciamento:

Piastre di pressione (protezione antischiacciamento) sono installate sotto l'intera piattaforma e sono attivate se un oggetto è schiacciato sotto di essa. Quando la protezione antischiacciamento è attivata la piattaforma si ferma e si muove di 3-5 cm nella direzione opposta, mentre contemporaneamente risuona un allarme sonoro. Se la protezione antischiacciamento è attivata, rilasciare il pulsante.

Qualsiasi oggetto sotto la piattaforma deve essere rimosso prima che possa nuovamente essere abbassata al livello del pavimento. (Se necessario, muovere la piattaforma verso l'alto per una piccola distanza in modo da rimuovere più facilmente gli oggetti sotto di essa). NB! In caso di installazioni all'aperto ricordarsi che foglie, rami e neve possono far scattare la protezione antischiacciamento: dovrete quindi controllare regolarmente se ci sono oggetti sotto la piattaforma. Per installazioni all'aperto quindi raccomandiamo di riportare l'elevatore al livello del suolo dopo l'uso, in modo da evitare che indesiderati oggetti possano infilarsi sotto la piattaforma.



### Evitare infortuni

- La FlexStep NON deve essere convertita da scala a piattaforma quando persone o oggetti sono sulla scala.
- Per evitare lesioni personali, gli utilizzatori NON devono usare la FlexStep quando qualcuno o qualcosa è a rischio di rimanere schiacciato, cadere, scivolare, tagliarsi o simili.
- È importante che l'utilizzatore/operatore assicuri che il movimento della piattaforma possa essere fatto senza creare un rischio a qualcuno o qualcosa.
- Prestare molta attenzione quando bambini piccoli e persone disabili si trovano sopra o attorno alla piattaforma/scala, poiché è probabile che non siano in grado di prevedere le possibili conseguenze dei movimenti della piattaforma/scala.

### Protezione antischiacciamento a infrarossi:

Tra i gradini sono installati dei sensori a infrarossi allo scopo di evitare di rimanere schiacciati tra di essi. Se quando si muove la scala o la piattaforma i raggi infrarossi sono interrotti, la FlexStep smetterà di muoversi ed emetterà un allarme sonoro.



*I sensori a infrarossi evitano lo schiacciamento tra i gradini.*

### Protezione anticaduta:

Quando si muove la piattaforma verso l'alto, la rampa innanzitutto si solleverà e si bloccherà prima che la piattaforma inizi a muoversi. La rampa adesso si comporta come una protezione anticaduta.

Quando la piattaforma è riportata al livello del pavimento, la rampa si abbasserà automaticamente e funzionerà come una rampa di accesso/uscita.

Se la piattaforma è dotata di porte o di una barriera di sicurezza al livello superiore\*, queste si chiuderanno e bloccheranno al loro posto prima che la piattaforma inizi a muoversi.

Queste porte saranno sempre chiuse e bloccate quando la piattaforma si sposta dal livello del suolo.



*Rampa sollevata e  
bloccata*



*Rampa abbassata*

\* Attrezzatura supplementare



## 6.2 Movimentazione

La piattaforma normalmente è fornita dal rivenditore che effettuerà anche la sua installazione. Non cercate di muovere la piattaforma a mano perché c'è il rischio di una lesione personale permanente. Spostare e movimentare la piattaforma usando l'apposita attrezzatura di sollevamento.

Non esporre la piattaforma a forti urti o sobbalzi perché così si potrebbe danneggiare la sua funzionalità.

Conservare il telecomando\* fornito insieme alla piattaforma in un luogo asciutto e non esporlo a forti colpi (per esempio lanciandolo). Pulirlo solo con uno straccio ben strizzato.

\* Attrezzatura supplementare



## 7. Principi di funzionamento

La piattaforma FlexStep è un cosiddetto elevatore “a uomo presente” cioè i pulsanti devono essere tenuti premuti per l'intero movimento.

Il funzionamento della piattaforma è semplice e l'utilizzatore la attiva usando uno dei pulsanti sul muro o per mezzo del telecomando\* fornito.

Quando l'utilizzatore è sulla piattaforma questa è azionata dal pannello laterale, dal quale l'utilizzatore può scegliere di essere trasportato rispettivamente al livello superiore o inferiore.

## 8. Montaggio

L'installazione della piattaforma va effettuata da un tecnico di assistenza autorizzato.

Non cercare di muovere, smontare o riparare la FlexStep. Queste operazioni DEVONO essere effettuate da un tecnico di assistenza autorizzato.

Un montaggio errato può aumentare il rischio di lesioni dell'utilizzatore. Liftup declina ogni responsabilità se l'assemblaggio e l'installazione non sono effettuati da un tecnico di assistenza autorizzato.

Per maggiori informazioni o la documentazione dell'assemblaggio, contattare Liftup al numero +45 9686 3020, o sul sito [www.liftup.dk](http://www.liftup.dk).

## 9. Avviare la piattaforma

L'unità di comando della piattaforma deve essere sempre collegata a una presa di corrente 230 V ed essere alimentata.

In normali circostanze la piattaforma rimane in modalità stand-by, cioè pronta per l'uso non appena è premuto uno dei pulsanti di funzionamento.

Se è stato premuto l'arresto di emergenza, questo deve essere disattivato prima che la piattaforma possa essere azionata (consultare la sezione 10 “Azionare la piattaforma”).

\* Attrezzatura supplementare

## 10. Azionare la piattaforma

### Uso quotidiano

La FlexStep è azionata attraverso due pannelli operativi posti sopra e sotto di essa, o usando un joystick sui binari della scala/piattaforma, o per mezzo del telecomando\*. Il telecomando sostituisce i due pannelli con i pulsanti.



Joystick sui binari della piattaforma



Scala



Piattaforma



\* Attrezzatura supplementare

### Azionare la FlexStep dal livello SUPERIORE.

Per portare la scala a una piattaforma al livello SUPERIORE, tenere premuto il pulsante. La scala solleva la rampa per formare una protezione anticaduta e la bloccherà nella posizione sollevata (Fig. 1). La scala si muoverà per formare una piattaforma al livello INFERIORE, e quindi si sposterà verso l'alto per fornire una piattaforma al livello SUPERIORE (Fig. 2). Salire lentamente sulla piattaforma (bloccare/frenare la sedia a rotelle), spingere il joystick in giù facendo scendere la piattaforma al livello INFERIORE. Uscire con prudenza dalla piattaforma. (Fig. 3)



Rampa sollevata e bloccata



Salita sulla piattaforma



Uscita dalla piattaforma

### Azionare la FlexStep dal livello INFERIORE

Per portare la scala a una piattaforma al livello INFERIORE, tenere premuto il pulsante. La scala solleva la rampa per formare una protezione anticaduta e la bloccherà nella posizione


sollevata (Fig. 1). La scala si abbasserà trasformandosi in una piattaforma al livello INFERIORE e la rampa si abbasserà in una rampa di uscita. (Fig. 4). Salire lentamente sulla piattaforma (bloccare/frenare la sedia a rotelle) (Fig. 5). Spingere il joystick verso l'alto e la piattaforma salirà al livello SUPERIORE dopo che la rampa si è sollevata per formare una protezione anticaduta. Uscire con cautela dalla piattaforma (Fig. 6).



Rampa abbassata



Salita sulla piattaforma



Uscita dalla piattaforma

### Azionare la FlexStep sulla piattaforma

L'azionamento della FlexStep come una piattaforma elevatrice si fa usando il joystick montato sui binari della scala.

- Per sollevare la piattaforma, spingere e tenere premuto il joystick verso l'alto finché la piattaforma non si ferma e ogni porta/barriera non è rimossa.
- Per abbassare la piattaforma, spingere e tenere premuto il joystick verso il basso finché la piattaforma non si ferma e ogni porta/barriera non è rimossa.

### Ritorno automatico



Azionando questo pulsante la FlexStep può essere riportata alla sua posizione standard come scala. Se non è attivato nessun bottone né sensore a infrarossi per circa 60 secondi, la FlexStep tornerà automaticamente alla sua posizione standard come scala. (Durante questo processo si sentirà un allarme sonoro). Questa funzione può essere disabilitata se l'utilizzatore non vuole che la piattaforma torni automaticamente alla modalità "scala".

### Arresto di emergenza

Se la piattaforma fa un movimento involontario o indesiderato, o se deve essere fermata per evitare potenziali rischi, premere il bottone dell'ARRESTO DI EMERGENZA.

Per resettare l'arresto di emergenza, girare il bottone in senso orario e il sistema è di nuovo pronto per l'uso.



ARRESTO DI EMERGENZA



## II. Funzionamento

Per un funzionamento normale, la FlexStep deve essere sempre collegata a una presa di corrente a 230V.

È molto importante non scollegare o spegnere la corrente perché una lunga interruzione dell'alimentazione (1-2 settimane) può esaurire la batteria, facendo così smettere di funzionare il sistema.

In caso di guasto dell'alimentazione risuonerà un allarme sonoro. Per maggiori informazioni, consultare la sezione qui sotto "Batteria ausiliaria".

### Batteria ausiliaria

Nel caso di un guasto dell'alimentazione 230 V o se l'unità di comando per qualche altra ragione non è alimentata da corrente, il sistema passerà automaticamente alla modalità ausiliaria. Questo significa che il sistema continuerà a funzionare normalmente poiché è alimentato dalla batteria ausiliaria. Un guasto dell'alimentazione elettrica sarà segnalato da un allarme acustico. Questo allarme si interromperà non appena l'alimentazione elettrica è ripristinata. Il sistema riprenderà adesso il normale funzionamento. Se non è possibile ristabilire immediatamente l'alimentazione elettrica e volete annullare l'allarme, premete il bottone dell'arresto di emergenza. (Ricordate che in un caso simile il sistema dovrà essere calibrato – vedere sotto).



La FlexStep è dotata di una batteria ausiliaria per fornire un funzionamento affidabile e stabile, anche dopo un'interruzione della corrente.



### IMPORTANTE!

Se sia l'alimentazione 230 V che l'arresto di emergenza sono stati scollegati contemporaneamente, il sistema passerà automaticamente a una modalità di sicurezza e deve quindi essere calibrato. (Vedere sotto).

### Calibratura dopo un arresto di emergenza/guasto dell'alimentazione

Se è stato attivato l'arresto di emergenza e l'alimentazione elettrica è stata interrotta, o se il sistema registra altri tipi di irregolarità, sarà necessaria una calibratura. La piattaforma va in una speciale modalità di sicurezza che le permette solo di muoversi in basso a una velocità molto ridotta.

### Modalità sicura

In particolari condizioni in cui la FlexStep è fuori sincronizzazione, la FlexStep passerà in una modalità sicura in cui si fermerà dopo un movimento di circa 10 cm. Premere quindi l'arresto di emergenza e rilasciarlo, dopo di che il bottone di discesa è di nuovo attivato. Continuare questa procedura finché la piattaforma non è completamente giù e la rampa abbassata. Una volta che la rampa è in basso e tutte le 4 gambe sono sul pavimento il sistema è calibrato e adesso funzionerà normalmente.

**IMPORTANTE!**

Se notate che la piattaforma non si muove come previsto, o si ferma dopo solo pochi centimetri, ci possono essere problemi tecnici che richiedono di essere risolti da tecnici qualificati. In tale caso, contattate il vostro rivenditore.



## 12. Manutenzione

Effettuare solo una pulizia generale usando uno straccio ben strizzato. **NON** usare pulitori ad alta pressione né lavare direttamente la piattaforma.

Qualsiasi superficie di legno oliata deve essere trattata regolarmente (circa ogni 3 mesi) con olio per legno per assicurare una lunga durata.

Verificare regolarmente la presenza sotto la piattaforma di foglie, rami o altri oggetti indesiderati e rimuoverli per assicurare il suo completo e libero movimento.

La manutenzione meccanica della piattaforma deve normalmente essere eseguita esclusivamente in collegamento con l'ispezione semestrale di manutenzione ed essere effettuata da un tecnico di assistenza autorizzato.

Se si verificano guasti imprevisti o suoni anomali, contattate il vostro rivenditore immediatamente per risolverli.



Fig. 1  
Telecomando

### Telecomando (accessorio)

Nel telecomando sono installate due batterie. Per assicurare un funzionamento affidabile, sostituirle ogni sei mesi. Per sostituire le batterie eseguire i seguenti passaggi:

1. Allentare la vite sul pannello posteriore
2. Rimuovere il pannello posteriore.
3. Allentare la vite che trattiene le batterie.
4. Rimuovere le batterie vecchie e inserire quelle nuove.
5. Riposizionare il pannello posteriore e testare il dispositivo.




Se la corrente è stata scollegata dal telecomando o dal ricevitore per un lungo periodo di tempo, potrebbe essere necessario calibrare il sistema (abbinare le due unità). Procedere nel modo seguente:

## 13. Istruzioni per l'abbinamento trasmettitore e ricevitore

Utilizzati solo quando nell'area operativa del telecomando sono installati più di un elevatore comandato a distanza:

1. Controllare che i cavi del ricevitore siano correttamente fissati all'unità di comando nera.
  - a. Livello inferiore
  - b. Livello superiore
2. Accertarsi che il sistema sia alimentato e attivato.
3. Premere contemporaneamente i pulsanti SU (↑) e GIU' (↓) sul telecomando e tenerli premuti per circa 5 secondi. Attendere finché il diodo di controllo sul telecomando non inizia a lampeggiare lentamente. Il telecomando è ora in modalità installazione per 2 minuti.
4. Entro i 2 minuti, scollegare e ricollegare l'alimentazione all'elevatore che deve essere collegato al telecomando. A tal fine, premere il pulsante di emergenza rosso sull'elevatore e rilasciarlo nuovamente ruotando il pulsante.
5. Quando il diodo di controllo sul telecomando smette di lampeggiare, è collegato all'elevatore.
6. Effettuare una prova del sistema per verificare la correttezza dell'abbinamento; in caso contrario ripetere la procedura indicata ai punti 1-5 di cui sopra.



### Come ripristinare il trasmettitore e il ricevitore:

Per ripristinare un telecomando in modo che non sia più abbinato a un particolare elevatore, procedere come segue:

1. Premere contemporaneamente i pulsanti SU (↑) e GIU' (↓) sul telecomando e tenerli premuti per circa 5 secondi. Attendere finché il diodo di controllo sul telecomando non inizia a lampeggiare lentamente. Il telecomando è ora in modalità installazione per 2 minuti.



2. Eseguire le seguenti operazioni entro i 2 minuti:


Premere: SU (↑), SU (↑), GIU' (↓), GIU' (↓), SU (↑), GIU' (↓), SU (↑), GIU' (↓)

3. Quando il diodo di controllo sul telecomando inizia lampeggiare rapidamente, il telecomando non è più collegato a un elevatore specifico.



## 14. Installazione e consegna

Il seguente modulo deve essere compilato all'installazione.



Client:	Product:
Address:	Product Type No.:
Postcode:	Serial No.:
Telephone No.:	Installation date:
Client acceptance of installation:	Installed by:

**Checklist:**

No.	Description	Checked	Any comments
1	Testing together with the client	<input type="checkbox"/>	
2	Emergency stop	<input type="checkbox"/>	
3	Safety mode	<input type="checkbox"/>	
4	Review of the manual	<input type="checkbox"/>	
5	Show anti-crushing safety feature, including alarm	<input type="checkbox"/>	
6	Overload.	<input type="checkbox"/>	
7	Ramp/gate function (switch)	<input type="checkbox"/>	
8	230V to the controls (must not be disconnected)	<input type="checkbox"/>	
9	Any change of the battery in the remote control.	<input type="checkbox"/>	
10	Any pairing of the remote control	<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	

Page

LIFTUP APS • HAGENVEJ 21 • ☎ +45 9686 3020 • LDK-9530 STØVRING • LIENMARK • MAIL@LIFTUP.DK







## 16. Registro assistenza

Questo modulo, come quello indicato di seguito, deve essere compilato in occasione di ciascun controllo.

Il registro deve essere conservato unitamente all'elevatore.

**Service log book**

This form shall be filled in after every inspection.

Client:		Product:	
Address:		Product Type No.:	
Postcode:		Serial No.:	
Telephone No.:		Installation date:	
Contact Person:	Telephone No.:	Installed by:	
Installation facts:	Lift:	2 Stop:	IN: Out: Stairs Timeout:

No.	Date:	Comments:	Signature:
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Liftup ApS | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk



## 17. Ricambi

Utilizzare sempre i ricambi originali. La sostituzione dei componenti può essere eseguita esclusivamente da un tecnico addetto all'assistenza qualificato.

Se si utilizzano componenti diversi da quelli specificati, la garanzia è nulla e Liftup contestualmente non si assume responsabilità per la sicurezza del prodotto.

Part no.	Description
101175	Spare parts bundle - dealer
100255	Mounting kit for steps
100298	Ramp_lock suspension - Compact
100328	Plate for Lifting Column
100336	DC motor for Ramp - Compact
100338	Micro Switch - Safety system - V4L IP67
100339	Emergency Stop Button
100360	IR Safety termination board
100361	Mainboard - CP & EL
100363	Programming cable incl. software – Compact/EasyLift
100409	Micromatch Cable for IR-print
100410	SUB15 M/F extension cable
100413	Spring for ramp lock.
100418	Joystick w/ Rubber – 30 mm
100419	Actuator - M/F extension cable
100425	SUB15-7/7 Spiral Cable
100426	DC Motor for Safety Barrier
100429	Pushbutton - Lift
100430	Pushbutton - Stairs
100433	Micromatch 6-pin connector
100455	Cable for DL4
100487	DL4 for Compact, collected + extended
100582	Actuator internal fittings (DB4)
101131	Actuator sleeve valves, set
101157	Cable with 4-pole DIN plug, 10m



## 18. Smontaggio

Per assicurare un corretto smontaggio prima di qualsiasi riutilizzo in un'altra installazione, raccomandiamo di avvalersi di un tecnico di assistenza autorizzato. Contattate il vostro rivenditore per avere assistenza allo smontaggio.

Sottolineiamo che c'è il rischio di rovesciamento quando la FlexStep è staccata dall'edificio.

## 19. Smaltimento

È responsabilità del proprietario smaltire questo prodotto in conformità con le normative applicabili al momento.

Ricordiamo, in particolare, che le batterie nell'unità di comando devono essere smaltite separatamente.

Se necessario, chiedete al vostro rivenditore assistenza per lo smaltimento.

## 20. Garanzia

La garanzia è valida in conformità con le normative che regolano le garanzie nel momento in questione. Consultare i termini di vendita e consegna per ulteriori informazioni.

La garanzia è valida esclusivamente se sono effettuate le ispezioni di manutenzione prescritte. Se il cliente decide di non eseguire queste ispezioni, Liftup non sarà più responsabile della sicurezza del prodotto. È quindi responsabilità del cliente assicurare che la piattaforma in qualsiasi momento sia conforme alle normative di sicurezza applicabili.

**Vi auguriamo un buon utilizzo della vostra nuova  
FlexStep!**

**Cordiali saluti, Liftup**